

TEST DE VUE : MYOPIE ET HYPERMÉTROPIE

> FAITES LE TEST

Attention pour réaliser correctement ce test, il est nécessaire de se placer à une distance d'environ 1.50 m de votre feuille.

- 1 Sans appuyer sur la paupière, cachez un œil avec votre main et faites le test. Cachez l'autre œil et recommencez le test.



- 2 Votre **vision de loin** présente des déficiences si vous voyez le O plus net ou plus noir, soit dans le rouge, soit dans le vert. D'une manière générale, si vous voyez le O plus noir ou plus net dans le rouge, vous êtes probablement myope ou avez une tendance myopique.

A l'inverse, si vous voyez le O plus noir ou plus net dans le vert, vous êtes très certainement hypermétrope. Dans tous les cas, un contrôle de votre vision par un ophtalmologiste semble nécessaire.



UN SPRAY NETTOYANT OFFERT

Sur présentation de ce coupon en magasin,

dépêchez-vous !

